

Crosstex™ Isolator™ Duckbill Surgical N95 Respirator



Manufactured by:
Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
www.crosstex.com
crosstex@crosstex.com



These respirators are approved only in the following configurations:

TC-	Protection ¹	Respirator	Cautions and Limitations ²
		GDBRESP	
84A-9317	Surgical/N95	X	ABCJMNS

¹Protection

N95 Particulate filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.

²Cautions and Limitations

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N - Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O - Refer to user instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of the respirators.
- S - Special or Critical user's instruction user's instructions and/or specific use limitation apply. Refer to user instruction before donning.

EN IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

Manufacturer warrants this product to be free from defects in material and workmanship. In the event that this product proves upon inspection to contain defects in material or workmanship, Manufacturer undertakes, at its option, to replace any portion providing defective or to refund to the Buyer the purchase price paid by the Buyer for this product. This warranty and Buyer's remedy of replacement or refund constitute the Manufacturer's exclusive warranty and the Buyer's sole remedy in lieu of all other warranties expressed or implied. Except as provided above, Manufacturer shall not be liable for any loss or damage, whether direct, consequential, or incidental occasioned by the sale, use or misuse of this product, other than death or personal injury directly resulting from Manufacturer's negligence. Buyer shall determine the suitability of this product for its intended use and except provided above, assumes all risks and liability in connection therewith.

FR AVIS IMPORTANT À L'ACHETEUR

Le fabricant garantit que ce produit ne contient pas des défauts de matériau et de fabrication. S'il s'avère, lors de l'inspection, que ce produit présente des défauts de matériau ou de fabrication, le fabricant s'engage, à son choix, à remplacer toute partie présentant un défaut ou à rembourser à l'acheteur le prix d'achat payé par ce dernier pour ce produit. La présente garantie et le recours de l'acheteur au remplacement ou au remboursement constituent la garantie exclusive du fabricant et le seul recours de l'acheteur, en lieu et place de toutes les autres garanties exprimées ou implicites. À l'exception des dispositions ci-dessus, le fabricant ne peut être tenu responsable de toute perte ou tout dommage, qu'il soit direct, consécutif ou accidentel, occasionné par la vente, l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit, autre que le décès ou les blessures personnelles résultant directement de la négligence du fabricant. L'acheteur doit déterminer si ce produit convient à l'usage auquel il est destiné et, sauf disposition contraire ci-dessus, il en assume tous les risques et toutes les responsabilités y afférents.

SP NOTIFICACIÓN IMPORTANTE AL COMPRADOR

El fabricante garantiza este producto como libre de defectos en material y fabricación. En caso de que al inspeccionar este producto se demuestre que tiene defectos de material o fabricación luego de su inspección, el Fabricante acepta, a su opción, reemplazar cualquier parte defectuosa o a devolver al Comprador el precio de compra pagado por el Comprador por este producto. Esta garantía y la solución al Comprador de reemplazo o devolución constituyen la garantía exclusiva del Fabricante y la única solución del Fabricante, en lugar de todas las otras garantías expresadas o implícitas. Excepto según se indique más arriba, el Fabricante no será responsable por ningún daño o pérdida, sea directa, consecutiva o incidental ocasionada por la venta, uso o mal uso de este producto, excepto la muerte o lesión personal que resulte directamente de la negligencia del Fabricante. El Comprador determinará la idoneidad de este producto para el uso esperado y excepto según se indica más arriba, asume todos los riesgos y responsabilidad relacionada con el mismo.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

S-Special or Critical User Instructions

- This respirator has been approved as a NIOSH N95 filtering facepiece respirator for use in healthcare settings, as a Surgical N95 Respirator conforming to recognized standards for biocompatibility, flammability, and fluid resistance.
- The model GDBRESP has been manufactured by Louis M. Gerson CO., Inc. for private label Crosstex International, Inc. under TC-84A-9317.

EN

WARNINGS

Read and understand before use.

- A properly selected respirator is essential to protect your health. Before using this or any product consult an Industrial Hygienist or Occupational Safety Professional to determine its suitability for your intended use.
- A respirator does not eliminate the risk of contracting any disease or infection.
- This product will not protect against gases or vapors.
- Do not use in spray paint operations.
- Do not use in or around sand blasting operations.
- Do not use for protection against asbestos.
- This product does not supply oxygen. Use this respirator in a well ventilated area containing sufficient oxygen to support life.
- Do not use when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life.
- Leave work area immediately if:
 - a) breathing becomes difficult, or
 - b) dizziness or other signs of distress occur.
- If user has any illness or disorders, consult a licensed medical doctor to determine suitability of use.
- Facial hair and certain facial characteristics may prohibit effective use of this product.
- Use only in accordance with instructions, labels and limitations relating to this product.
- Do not alter or modify this product in any way.
- Follow the manufacturer's instructions for fitting the respirator to the face.

FR

AVERTISSEMENTS

Veillez lire et comprendre les consignes suivantes avant l'utilisation du produit.

- Un respirateur adéquat est essentiel pour protéger votre santé. Avant d'utiliser ce produit ou tout autre du même genre, consulter un hygiéniste industriel ou un professionnel en sécurité au travail afin de déterminer s'il est adéquat pour vos besoins.
- Un respirateur n'élimine pas le risque de contracter une maladie ou une infection.
- Ce produit ne protège pas contre les gaz et les vapeurs.
- Ne pas utiliser pour effectuer des tâches de peinture en aérosol.
- Ne pas utiliser pour sabler.
- Ne pas utiliser comme protection contre l'amiante.
- Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Utiliser ce respirateur dans un endroit bien aéré et suffisamment oxygéné.
- Ne pas utiliser lorsque les niveaux de contaminants sont inconnus ou présentent un danger immédiat pour la vie.
- Quitter immédiatement la zone de travail si:
 - a) vous avez de la difficulté à respirer; ou
 - b) si vous êtes étourdis ou ressentez d'autres signes de détresse.
- Si l'utilisateur a une maladie ou un problème de santé, consulter un médecin autorisé afin de déterminer la capacité d'utilisation.
- Les poils sur le visage et certaines caractéristiques du visage peuvent nuire à l'efficacité de ce produit.
- Utiliser seulement selon les consignes, étiquettes et restrictions concernant ce produit.
- Ne pas modifier ou altérer le produit.
- Suivre les instructions du fabricant pour ajuster le respirateur sur le visage.

SP

ADVERTENCIAS

Lea y comprenda antes del uso.

- Para la protección de su salud es esencial que el respirador sea seleccionado correctamente. Antes de usar este o cualquier otro producto consulte a un Higienista Industrial o a Profesional en Salud Ocupacional, para determinar si es adecuado para el uso Ud. le requiere.
- Un respirador no elimina el riesgo de contraer alguna enfermedad o infección.
- Este producto no le protegerá contra humos, gases o vapores.
- No debe ser usado en operaciones de pintura con pistola rociadora.
- No use este respirador durante o alrededor la aspersión con arena.
- No es apto como protección contra el amianto.
- Este producto no suministra oxígeno. Use este respirador solo en ambientes bien ventilados y con oxígeno suficiente para el sostenimiento del organismo humano.
- No debe ser usado si se desconoce la concentración de los contaminantes en el aire o si son peligrosos para la vida.
- Abandone de inmediato el área de trabajo si:
 - a) la respiración se torna difícil, o
 - b) si se presentan mareos o cualquier otro signo de indisposición.
- Si el usuario tiene una enfermedad o dolencia cualquiera consulte a un doctor en medicina licenciado para determinar si es adecuado para el uso.
- El vello facial y ciertas características faciales pueden prohibir el uso efectivo de este producto.
- Usar solamente de acuerdo a las instrucciones, rotulación y limitaciones.
- Este producto no debiera ser alterado o modificado de ninguna forma.
- Siga las instrucciones del fabricante para la adaptación del respirador a la cara.

NOTE: Before occupational use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training and fit testing.

REMARQUE: Avant l'utilisation professionnelle de ce masque de protection respiratoire, un programme écrit de protection respiratoire doit être mis en oeuvre en respectant toutes les exigences du gouvernement local. Aux États-Unis, les employeurs doivent se conformer à l'OSHA 29 CFR 1910.134 qui comprend l'évaluation médicale, la formation et les tests d'ajustement.

NOTA: Antes del uso profesional de este respirador, se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria de acuerdo con todos los requisitos del gobierno local. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con OSHA 29 CFR 1910.134 que incluye evaluación médica, capacitación y pruebas de ajuste.

Distributed by / Distribuido por / Distribuído por / Distribuído por

CROSSTEX

Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | crosstex.com



GDBRESP-INS / REV A - 09/2021

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.



Single Use Only
Not tested for reprocessing
Not made with natural rubber latex



See information supplied by the manufacturer.

Veja informação fornecida por fabricante.


Voir l'information fournie par le fabricant.



End of shelf life

A Utilizável até

Da usari entro



Temperature range of storage conditions.

O alcance de temperatura de condições de armazenamento.

La gamme de température de conditions de stockage.



Maximum humidity of storage conditions.

Máximo humidade de armazenamento condições.

Maximum humidade de storage conditions.

551988revA