



6.85"
17.4 cm

3230+ Respirator


Surgical N95 Respirator



MADE IN U.S.A.



Louis M. Gerson Co., Inc.
MIDDLEBORO, MA
1-800-225-8623



National Institute for Occupational Safety and Health

These respirators are approved only in the following configurations:

TC-	Protection ¹	Respirator	Cautions and Limitations ²
		3230+	
84A-9317	Surgical/N95	X	ABCJMNOS

¹PROTECTION

N95 Particulate filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.

²CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N - Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O - Refer to user instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of the respirators.
- S - Special or critical User Instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User Instructions before donning.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

MANUFACTURER WARRANTS THIS PRODUCT TO BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP. IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT PROVES UPON INSPECTION TO CONTAIN DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, MANUFACTURER UNDERTAKES, AT ITS OPTION, TO REPLACE ANY PORTION PROVIDING DEFECTIVE OR TO REFUND TO THE BUYER THE PURCHASE PRICE PAID BY THE BUYER FOR THIS PRODUCT. THIS WARRANTY AND BUYER'S REMEDY OF REPLACEMENT OR REFUND CONSTITUTE THE MANUFACTURER'S EXCLUSIVE WARRANTY AND THE BUYER'S SOLE REMEDY, IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE, WHETHER DIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL OCCASIONED BY THE SALE, USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT, OTHER THAN DEATH OR PERSONAL INJURY DIRECTLY RESULTING FROM MANUFACTURER'S NEGLIGENCE. BUYER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THIS PRODUCT FOR ITS INTENDED USE AND EXCEPT PROVIDED ABOVE, ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITY IN CONNECTION THEREWITH.

AVIS IMPORTANT À L'ACHETEUR

LE FABRICANT GARANTIT QUE CE PRODUIT EST EXEMPT DE TOUT DÉFAUT DE MATÉRIAU ET DE FABRICATION. S'IL S'AVÈRE, LORS DE L'INSPECTION, QUE CE PRODUIT PRÉSENTE DES DÉFAUTS DE MATÉRIAU OU DE FABRICATION, LE FABRICANT S'ENGAGE, À SON CHOIX, À REMPLACER TOUTE PARTIE PRÉSENTANT UN DÉFAUT OU À REMBOURSER À L'ACHETEUR LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR CE DERNIER POUR CE PRODUIT. LA PRÉSENTE GARANTIE ET LE RECOURS DE L'ACHETEUR AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT CONSTITUENT LA GARANTIE EXCLUSIVE DU FABRICANT ET LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR, EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRIMÉES OU IMPLICITES. À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT DIRECT, CONSÉCUTIF OU ACCIDENTEL, OCCASIONNÉ PAR LA VENTE, L'UTILISATION OU LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT, AUTRE QUE LE DÉCÈS OU LES BLESSURES CORPORELLES RÉSULTANT DIRECTEMENT DE LA NÉGLIGENCE DU FABRICANT. L'ACHETEUR DOIT DÉTERMINER SI CE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE AUQUEL IL EST DESTINÉ ET, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, IL ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS Y AFFÉRENTS.

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

EL FABRICANTE GARANTIZA ESTE PRODUCTO COMO LIBRE DE DEFECTOS EN EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA. EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO DEMUESTRE TENER DEFECTOS DE MATERIAL O MANO DE OBRA LUEGO DE SU INSPECCIÓN, EL FABRICANTE ACEPTA, A SU OPCIÓN, REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE QUE SEA DEFECTUOSA O DEVOLVER AL COMPRADOR EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTÍA Y LA SOLUCIÓN DEL COMPRADOR DE REEMPLAZO O DEVOLUCIÓN CONSTITUYEN LA GARANTÍA EXCLUSIVA DEL FABRICANTE Y LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL FABRICANTE, EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EXCEPTO SEGÚN SE INDIQUE MÁS ARRIBA, EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA, SEA DIRECTA, CONSECUENTE O INCIDENTAL OCASIONADA POR LA VENTA, USO O MAL USO DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO LA MUERTE O LESIÓN PERSONAL QUE RESULTE DIRECTAMENTE DE LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE. EL COMPRADOR DETERMINARÁ LA APTITUD DE ESTE PRODUCTO PARA EL USO ESPERADO Y, EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO ARRIBA, ASUME TODOS LOS RIESGOS Y LA RESPONSABILIDAD RELACIONADOS.

3.03"
7.7 cm

FOLD

2.87"
7.3 cm

FOLD

2.78"
7.1 cm

8.7"
22.10 cm

S-Special or Critical User Instructions
This respirator has been approved as a NIOSH N95 filtering facepiece respirator for use in healthcare settings, as a Surgical N95 Respirator conforming to recognized standards for biocompatibility, flammability, and fluid resistance.

WARNINGS

Read and understand before use.

- A properly selected respirator is essential to protect your health. Before using this or any product consult an Industrial Hygienist or Occupational Safety Professional to determine its suitability for your intended use.
- A respirator does not eliminate the risk of contracting any disease or infection.
- This product will not protect against gases or vapors.
- Do not use in spray paint operations.
- Do not use in or around sand blasting operations.
- Do not use for protection against asbestos.
- This product does not supply oxygen. Use this respirator in a well ventilated area containing sufficient oxygen to support life.
- Do not use when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life.
- Leave work area immediately if:
 - a) breathing becomes difficult, or
 - b) dizziness or other signs of distress occur.
- If user has any illness or disorders, consult a licensed medical doctor to determine suitability of use.
- Facial hair and certain facial characteristics may prohibit effective use of this product.
- Use only in accordance with instructions, labels and limitations relating to this product.
- Do not alter or modify this product in any way.
- Follow the manufacturer's instructions for fitting the respirator to the face.

AVERTISSEMENTS

Lire et comprendre avant d'utiliser.

- Un appareil respiratoire correctement sélectionné est essentiel pour protéger votre santé. Avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit, consultez un hygiéniste industriel ou un professionnel de la sécurité au travail afin de déterminer s'il convient à l'usage auquel vous le destinez.
- Un appareil respiratoire n'élimine pas le risque de contracter une maladie ou une infection.
- Ce produit ne protège pas contre les gaz ou les vapeurs.
- Ne pas utiliser dans les opérations de peinture par pulvérisation.
- Ne pas utiliser dans ou autour des opérations de sablage.
- Ne pas utiliser pour la protection contre l'amiante.
- Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Utiliser ce masque respiratoire dans un endroit bien ventilé contenant suffisamment d'oxygène pour assurer la survie.
- Ne pas utiliser lorsque les concentrations de contaminants sont inconnues ou immédiatement dangereuses pour la vie.
- Quitter immédiatement la zone de travail si:
 - a) la respiration devient difficile, ou
 - b) des vertiges ou d'autres signes de détresse se produisent.
- Si l'utilisateur souffre d'une maladie ou de troubles, il doit consulter un médecin agréé pour déterminer si l'utilisation est appropriée.
- La pilosité faciale et certaines caractéristiques faciales peuvent empêcher l'utilisation efficace de ce produit.
- N'utiliser que conformément aux instructions, étiquettes et limitations relatives à ce produit.
- Ne pas altérer ou modifier ce produit de quelque manière que ce soit.
- Suivre les instructions du fabricant pour la mise en place du masque respiratoire sur le visage.

ADVERTENCIAS

Leer y entender antes de usarlo.

- Un respirador debidamente seleccionado es esencial para proteger su salud. Antes de usar este o cualquier producto, consulte a un profesional de seguridad ocupacional o higienista industrial para determinar su aptitud para el uso esperado.
- Un respirador no elimina el riesgo de contraer alguna enfermedad o infección.
- Este producto no protege contra gases o vapores.
- No lo use en operaciones de rociado de pintura.
- No lo use en o alrededor de operaciones de chorreado con arena.
- No lo use para protegerse contra el asbesto.
- Este producto no suministra oxígeno. Use este respirador en un lugar bien ventilado que contenga suficiente oxígeno para sobrevivir.
- No lo use cuando las concentraciones de los contaminantes no sean conocidas o sean inmediatamente peligrosas para la vida.
- Salga del lugar de trabajo inmediatamente si:
 - a) le cuesta respirar, o
 - b) sufre mareos u otros indicadores de problemas.
- Si el usuario tiene alguna enfermedad o trastorno, consulte a un médico con licencia para determinar la aptitud de uso.
- La barba y ciertas características faciales podrían impedir el uso eficaz de este producto.
- Úselo solamente de acuerdo con las instrucciones, el etiquetado y las limitaciones relacionadas con este producto.
- No altere ni modifique el producto de manera alguna.
- Cumpla las instrucciones del fabricante para el calce del respirador en la cara.


NOTE: Before occupational use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training and fit testing.

REMARQUE: Avant l'utilisation professionnelle de ce masque respiratoire, un programme de protection respiratoire écrit doit être mis en place, répondant à toutes les exigences des autorités locales. Aux États-Unis, les employeurs doivent se conformer à la norme OSHA 29 CFR 1910.134 qui comprend une évaluation médicale, une formation et un essai d'ajustement.


NOTA: Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que cumpla todos los requerimientos del gobierno local. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con la norma 29 CFR 1910.134 de OSHA que incluye evaluación médica, capacitación y verificación del calce.

GERSON®


LOUIS M. GERSON CO., INC.
Middleboro, MA 02346 U.S.A. • www.gersonco.com
© 2021 Louis M. Gerson Co., Inc., All Rights Reserved. Made in U.S.A.
721540revA




See information supplied by the manufacturer.
Voy les informations fournies par le fabricant.
Consulte la información provista por el fabricante.



End of shelf life
Fin de la durée de conservation
Final de vida útil



Temperature range of storage conditions: -20°C to +35°C
Gamme de températures des conditions de stockage.
Rango de temperatura de las condiciones de almacenamiento.



Maximum humidity of storage conditions: <80%
Humidité maximale des conditions de stockage.
Humedad máxima de las condiciones de almacenamiento.